

Step 3 : False Rapid Test:

Written by administrator

Tuesday, 13 April 2010 01:14 - Last Updated Tuesday, 13 April 2010 01:30

Apabila semua prosedur kerja sudah dilakukan dengan benar, maka kemungkinan lain adalah pada Rapid Test tersebut memang terjadi False Positive / False Negative, mengingat sensitifitas serta spesifisitas Rapid Test dibawah 100%.

Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus seperti ini:

1. Untuk setiap test *invalid* (garis C tidak keluar), berarti tes memang rusak. Harus diulang serta hubungi supplier Anda.
2. Untuk setiap test yang diragukan (False Positive / False Negative), lakukan pemeriksaan ulang dengan methode tes lainnya seperti GCMS, Elisa dll.

[Lihat Langkah pertama \(7 Pemeriksaan Prosedur Kerja\)](#)

[Lihat langkah kedua \(5 Keterbatasan Rapid Test\)](#)

Step 3 : False Rapid Test:

Written by administrator

Tuesday, 13 April 2010 01:14 - Last Updated Tuesday, 13 April 2010 01:30
